

## APARATO PARA EXTERIORIZAR EL PENE DEL TORO

Dr. Luis E. Queirolo Monteverde

### Resumen

Se relata la utilización de un aparato para exteriorizar mecánicamente el pene del toro, previa aplicación de xilacina inyectable.

### Antecedentes

Se conocen variados métodos para lograr la protrusión peneana. Desde la aplicación de métodos anestésicos, regionales o generales, hasta la extracción manual.

Siendo una operación necesaria en el diagnóstico y en el tratamiento de muchas afecciones peneanas, los médicos veterinarios de nuestro medio suelen usar con esa finalidad xilacina o promacina combinadas con esfuerzos manuales.

Hay antecedentes de pinzas ideadas con ese destino, pero su uso no es generalizado y en nuestro medio no son conocidas.

### Material y método

Se ha utilizado en toros de raza Hereford, de distintas edades, un aparato de fabricación nacional 1/ con destino a la exteriorización mecánica del pene.

El aparato se basa en dos mordazas, curvas, forradas de material sintético y con la superficie interior con estrías transversales.

La varilla, que porta en sus extremos las mordazas, se desplaza dentro de un tubo guía de 55 cms. de largo. El aparato consta, además, de un resorte con apoyo dedos, que permite el cierre manual de las mordazas y su liberación in mediata. En total mide 65 cms. de largo. Al ajustar el aparato las mordazas dejan un espacio hueco de 2 cms. x 1cm.

---

1/ Fabricado por la firma WALMUR

Técnica operatoria

Con el toro echado, previa aplicación de xilacina e inspección del pene y -  
cavidad prepucial con vaginoscopio, se introduce el aparato cerrado llegan-  
do hasta el fornix. Allí se abren las mordazas y trabajando desde el exte-  
rior y en forma manual se introduce el pene dentro de ellas. Se cierra el  
aparato que lo aprisiona y se extrae suavemente, siendo una maniobra senci-  
lla.

\* \* \*